

力学法表面张力仪

K6



用于简单可靠的手动测量

K6是一款采用手动环法测量表面张力和界面张力的表面张力仪, 结实可靠。它能在您的车间里作为质控设备, 对表面活性剂溶液的测量快速精准。

除了简单研究液体和液 - 液界面, K6 还可以在学校教学中介绍表面张力的原理时使用。

技术规格

力的测量

校准
校准砝码

外部砝码
CP11或CP12(可选)

样品台

移动距离

85 mm

Du Noüy 环法

测量结果
测量范围
分辨率
校正方法

表面张力/界面张力
1 to 90 mN/m
0.5 mN/m
线性校正